

Samyang Corporation

31, Jong-ro 33-gil, Jongno-gu Seoul 03129, Korea

TEL:82-2-740-7974 FAX 82-2-6234-7932



品質規格書

商品名 FIDEX85 (難消化性デキストリン)

項目	規格値	試験方法
外観・性状	白色から淡黄色粉末	目視
水分 (W/W%)	5 以下	加熱乾燥法
食物繊維 (W/W%)	85 以上	酵素-液体クロマトグラフ法
デキストロース等量値	10~18	凝固点降下法
粒度	40メッシュ以下	篩別
灰分 (W/W%)	0.2以下	直接灰化法
鉛 (ppm)	1 以下	原子吸光光度法
砒素 (As ₂ O ₃ として ppm)	1 以下	原子吸光光度法
異味・異臭	なし	官能
異物	なし	目視
一般生菌	300/g 以下	標準寒天平板培養法
カビ・酵母	100/g 以下	ポテトデキストロース寒天平板培養法
大腸菌群	陰性	BGLB法

賞味期限	製造後2年
荷姿	外装：クラフト袋、内装：ポリエチレン (20 kg)